


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aph1A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Bi3

Número de artículo: CM0018321



Introducción

El pAb de conejo APH1A es un anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la subunidad APH1A de la gamma-secretasa. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad humana y de ratón. Apoya la investigación de las vías de escisión de Notch y APP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APH1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APH-1; APH-1A; CGI-78; 6530402N02Rik; APH1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51107
GeneID	51107
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200 hasta el extremo C-terminal del APH1A humano (NP_001071096.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96Bi3
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo