

Anticuerpo Policlonal Anti-Apip Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gx9

Número de artículo: CM0028244



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra APIP humano (metiltiorribulosa-1-fosfato deshidratasa). Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para estudiar las vías de reciclaje de metionina y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APIP Conejo pAb
Observaciones/Alias	APIP2; CGI29; hAPIP; CGI-29; MMRP19; APIP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51074
GeneID	51074
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-242 de APIP humano (NP_057041.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96GX9
Peso Molecular de la Proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo