


Anti-Apitd1 Conejillo Pab - Q8N2Z9

Número de artículo: CM0025855



Introducción

Anticuerpo policlonal contra APITD1 humano (CENPS), un actor clave en la vía de la anemia de Fanconi y el ensamblaje del cinetocoro. Validado para WB y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APITD1 Conejillo pAb
Observaciones/Alias	MHF1; APITD1; CENP-S; FAAP16
Especie	Humano
GeneID (Humano)	378708
GeneID	378708
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-138 de APITD1 humano (NP_954988.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8N2Z9
Peso Molecular de la Proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo