

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aplf Para Wb, Elisa - Q8Iw19

Número de artículo: CM0020106



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-APLF validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta APLF humano con reactividad cruzada con rata. Ideal para investigación en reparación de daño al ADN, chaperona de histonas y NHEJ. 57 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APLF Rabbit pAb
Abreviaturas/Alias	APFL; PALF; Xip1; ZCCHH1; C2orf13; APLF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	200558
GeneID	200558
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-380 de APLF humano (NP_775816.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q8IW19
Peso de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo