


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aplp1 Para Wb, If-P, Elisa - P51693

Número de artículo: CM0025933



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-APLP1 validado para aplicaciones WB, IF-P y ELISA. Detecta APLP1 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la función postsináptica, la apoptosis neuronal y las vías relacionadas con el Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APLP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	APLP; APLP1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	333
GenelD	333
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 470-580 de APLP1 humana (NP_005157.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51693
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo