

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aplp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q06481

Número de artículo: CM0030576



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo APLP2 de alta calidad para WB, IF/ICC, ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de amiloides y hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APLP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APPH, APPL2, CDEBP, APLP-2, APLP2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	334
ID de Gen	334
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 370-580 de APLP2 humana (NP_001633.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06481
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo