


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Apoa1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02647

Número de artículo: CM0014824



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-APOA1 validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta APOA1 humano con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo lipídico, aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APOA1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HPALP2; apo(a); APOA1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	335
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 25-267 de APOA1 humano (NP_000030.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P02647
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo