

Anticuerpo Policlonal Anti-Apoa4 Para Wb, Elisa - P06727

Número de artículo: CM0028556



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra APOA4 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del metabolismo de los lípidos y enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APOA4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APOA4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	337
GeneID	337
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 227-396 de la APOA4 humana (NP_000473.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06727
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo