


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Apob Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04114

Número de artículo: CM0023089



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra APOB humano (apoB-100/apoB-48). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta APOB de humano, ratón y rata. Ideal para investigación de metabolismo de lípidos, aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APOB Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	FLDB; FCHL2; LDLCQ4; apoB-48; apoB-100
Especie	Humano
GeneID (Humano)	338
GeneID	338
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1890-2190 de la APOB humana (NP_000375.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04114
Peso Molecular	516kDa
Envío	Bolsa de hielo