


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Apob (Wb, If/Icc, Elisa) - P04114

Número de artículo: CM0018369



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la Apolipoproteína B (ApoB) humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce la ApoB de humano, ratón y rata con un peso proteico de 516 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ApoB Rabbit pAb
Notas/Alias	FLDB, FCHL2, LDLCQ4, apoB-48, apoB-100, ApoB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	338
GeneID	338
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-330 de la ApoB humana (NP_000375.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04114
Peso proteico	516 kDa
Envío	Bolsa de hielo