


Anti-Apobec2 Conejo Pab Para Wb Y Elisa - Q9Y235

Número de artículo: CM0020431



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra APOBEC2 humano (ARP1/ARCD1) validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación en epigenética y biología muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APOBEC2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ARP1; ARCD1; APOBEC2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10930
ID del Gen	10930
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-224 de APOBEC2 humano (NP_006780.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y235
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo