


Anticuerpo Monoclonal Anti-Apobec3B Para Wb - Q9Uh17

Número de artículo: CM0006634



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-APOBEC3B de alta calidad validado para WB y ELISA. Reacciona con la APOBEC3B humana, una desaminasa de ADN implicada en la inmunidad innata antiviral y la restricción de retrotransposones. Inmunógeno recombinante (aa 120-220).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APOBEC3B mAb de conejo
Notas / Alias	A3B; ARP4; ARCD3; PHRBNL; APOBEC1L; bK150C2.2; DJ742C19.2; APOBEC3B
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9582
ID del gen	9582
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UH17
Peso de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo