


Anticuerpo Policlonal Anti-Apobec3C Para Wb - Q9Nrww3

Número de artículo: CM0015399



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-APOBEC3C validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Detecta APOBEC3C humano, una citidina desaminasa de ADN que restringe retrovirus y retrotransposones. Adecuado para investigación de inmunidad antiviral y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APOBEC3C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	A3C; PBI; ARP5; ARDC2; ARDC4; APOBEC1L; bK150C2.3; APOBEC3C
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	27350
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de APOBEC3C humano (NP_055323.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NRW3
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo