

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Apobec3D Para Wb, Elisa - Q96Ak3

Número de artículo: CM0012837

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra APOBEC3D humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la restricción de retrovirus y la inmunidad innata. Respaldado por la experiencia de CamelBio en suministro de materias primas para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	APOBEC3D Conejo pAb
Observaciones/Alias	A3D; A3DE; ARP6; APOBEC3E; APOBEC3DE; APOBEC3D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	140564
GeneID	140564
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 207-386 de APOBEC3D humano (NP_689639.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96AK3
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo