

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Apobec3G Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc16

Número de artículo: CM0013480



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-APOBEC3G validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce la citidina desaminasa de 46 kDa con actividad antiviral; presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en restricción retroviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APOBEC3G Rabbit pAb
Abreviaturas / Alias	A3G; ARCD; ARP9; ARP-9; CEM15; CEM-15; MDS019; bK150C2.7; dj494G10.1; APOBEC3G
Especie	Humano
GeneID (humano)	60489
GeneID	60489
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-330 de APOBEC3G humana (NP_068594.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HC16
Peso de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo