

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Apobec3G Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hc16

Número de artículo: CM0017344



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-APOBEC3G de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce APOBEC3G de humano, ratón y rata, un factor clave de la inmunidad innata que inhibe el VIH-1 y otros retrovirus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APOBEC3G Rabbit pAb
Observaciones/Alias	A3G; ARCD; ARP9; ARP-9; CEM15; CEM-15; MDS019; bK150C2.7; dj494G10.1; APOBEC3G
Especie	Humano
GeneID (Humano)	60489
GeneID	60489
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HC16
Peso molecular de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo