

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Apoc1 Para Ihc-P Y Elisa - P02654

Número de artículo: CM0027119



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Apolipoproteína C-I humana (APOC1), validado para aplicaciones de IHC-P y ELISA. Detecta APOC1 humano y de rata, un regulador clave del metabolismo lipídico plasmático. Adecuado para investigación cardiovascular y de lipoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APOC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Apo-CI, ApoC-I, apo-CIB, apoC-IB, APOC1
Especie	Humano
ID del gen	341
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-83 de la APOC1 humana (NP_001636.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P02654
Peso molecular de la proteína	9 kDa
Envío	Bolsa de hielo