


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Apoc2 Para Wb, Elisa - P02655

Número de artículo: CM0020026



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la Apolipoproteína C-II humana (APOC2). Validado para aplicaciones de WB y ELISA con reactividad cruzada con humano y rata. Ideal para investigación en metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APOC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APO-CII; APOC-II; APOC2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	344
ID del gen	344
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-101 de APOC2 humana (NP_000474.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P02655
Peso de la proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo