

Anticuerpo Monoclonal Anti-Apoe Para Wb, If/Icc, Elisa - P02649

Número de artículo: CM0009084



Introducción

Anticuerpo anti-APOE monoclonal de conejo de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce la proteína APOE humana (36 kDa) involucrada en el transporte de lípidos y la investigación de la enfermedad de Alzheimer. Ideal para IVD e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APOE Conejo mAb
Observaciones/Alias	AD2, LPG, APO-E, ApoE4, LDLQC5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	348
GeneID	348
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 19-317 de APOE humano (NP_000032.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P02649
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo