

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Apoe Para Wb Y Elisa - P02649

Número de artículo: CM0024637



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Apoe de ratón, adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con la APOE humana. Ideal para investigación sobre metabolismo lipídico, transporte de colesterol y enfermedades neurológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Apoe Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Apo-E; Apoe
Especie	Ratón
GeneID (humano)	348
GeneID	11816
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P02649
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo