

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Apoer2/Lrp8 Para Wb, Elisa - Q14114

Número de artículo: CM0004609



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta afinidad dirigido contra ApoER2/LRP8 humano, apto para Western blotting y ELISA. Detecta LRP8 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre señalización de Reelin, desarrollo neuronal y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ApoER2/LRP8 Rabbit mAb
Notas/Alias	MCI1; LRP-8; APOER2; HSZ75190; ApoER2/LRP8
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7804
ID de gen	7804
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 864-963 de ApoER2/LRP8 humano (Q14114).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14114
Peso molecular de la proteína	106kDa
Envío	Bolsa de hielo