

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Apoer2/Lrp8 Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q14114

Número de artículo: CM0015479



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ApoER2/LRP8 humano, validado para WB, IF, IHC y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Ideal para investigar la señalización de Reelin y la entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ApoER2/LRP8 pAb de conejo
Observaciones/alias	MC11; LRP-8; APOER2; HSZ75190; ApoER2/LRP8
Especie	Humana
GeneID (humano)	7804
GeneID	7804
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia comprendida entre el aminoácido 900 y el extremo C-terminal de ApoER2/LRP8 humano (NP_004622.2).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	Q14114
Peso de la proteína	106 kDa
Envío	Bolsa de hielo