


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Apoh Para Wb, If/Icc, Elisa - P02749

Número de artículo: CM0013546



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-APOH de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la beta-2-glicoproteína 1 (Apo-H) en muestras humanas y de ratón, un regulador esencial de la coagulación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APOH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BG; B2G1; B2GP1; APOH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	350
GeneID	350
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-345 de APOH humano (NP_000033.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P02749
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo