

Anticuerpo Policlonal Anti-Apol1 Para Ihc-P, Elisa - O14791

Número de artículo: CM0031083



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-APOL1 validado para IHC-P y ELISA. Reacciona con APOL1 humana y de rata (44 kDa). Esencial para el estudio del transporte de lípidos, el metabolismo del colesterol y la función del factor lítico de tripanosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APOL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APOL; APO-L; FSGS4; APOL-I; APOL1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	8542
ID de gen	8542
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 179-398 de la APOL1 humana (NP_003652.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	O14791
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo