


Anticuerpo Monoclonal Anti-Apolipoproteína A1/Apoa1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P02647

Número de artículo: CM0005464



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Apolipoproteína A1/APOA1 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA en Humano, Ratón, Rata. Ideal para investigación en metabolismo del colesterol, transporte de lípidos y enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Apolipoproteína A1/APOA1
Observaciones/Alias	HPALP2; apo(a); Apolipoproteína A1/APOA1
Especies	Humano
GeneID (humano)	335
GeneID	335
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-267 de la Apolipoproteína A1/APOA1 humana (NP_000030.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02647
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo