

Anticuerpo Policlonal Anti-Apolipoproteína A2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P02652

Número de artículo: CM0014641

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la apolipoproteína A2 humana (ApoA-II), validado para Western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para el estudio del metabolismo de las HDL, el transporte de lípidos y las enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra apolipoproteína A2
Observaciones/Alias	apoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoproteína A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	336
GeneID	336
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la apolipoproteína A2 humana (NP_001634.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P02652
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo