

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Apolipoproteína A2 Para Wb, If-P, Elisa - P02652

Número de artículo: CM0009060

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a la apolipoproteína A2 humana (apoA-II), validado para WB, IF-P y ELISA. Detecta ApoA2 humano, de ratón y de rata. La ApoA2 es una apolipoproteína HDL principal implicada en el transporte y el metabolismo de lípidos, por lo que este anticuerpo es ideal para investigación cardiovascular y metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Apolipoproteína A2, mAb de conejo
Observaciones/Alias	apoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoprotein A2
Especie	Humana
GeneID	336
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de la apolipoproteína A2 humana (NP_001634.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02652
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo