


Anticuerpo Monoclonal Anti-Apolipoproteína B (ApoB) Para Wb Y Elisa - P04114

Número de artículo: CM0008118



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ApoB validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con rata. Reconoce a la ApoB humana (516 kDa), la principal proteína de LDL que media la unión al receptor y el transporte de colesterol. Ideal para investigación cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ApoB Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FLDB; FCHL2; LDLCQ4; apoB-48; apoB-100; ApoB
Especie	Humana
ID del gen	338
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 50-150 de la ApoB humana (P04114)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P04114
Peso de la proteína	516 kDa
Envío	Bolsa de hielo