


Anticuerpo Policlonal Anti-Apolipoproteína D (Apod) Para Ihc-P Y Elisa - P05090

Número de artículo: CM0019262



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Apolipoproteína D (APOD) humana, validado para IHC-P y ELISA. Apto para investigación en transporte de lípidos, metabolismo de lipoproteínas y enfermedades neurológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	APOD Conejo pAb
Observaciones/Alias	APOD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	347
GeneID	347
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-189 de la APOD humana (NP_001638.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P05090
Peso Molecular de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo