


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Apolipoproteína E (ApoE) Para Wb - P08226

Número de artículo: CM0030477



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la apolipoproteína E (ApoE) de ratón. Adecuado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de los lípidos y enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ApoE pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Apo-E
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	348
GeneID	11816
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-200 de la ApoE de ratón (NP_033826.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P08226
Peso Proteico	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo