

Anticuerpo Policlonal Anti-Apom Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95445

Número de artículo: CM0026531



Introducción

pAb de conejo anti-ApoM validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce ApoM humano, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante correspondiente a los aminoácidos 22-188 de la ApoM humana. Adecuado para la investigación del transporte de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-ApoM
Observaciones/Alias	G3a; NG20; apo-M; HSPC336; ApoM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55937
GeneID	55937
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-188 de la ApoM humana (NP_061974.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95445
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo