

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-App (Proteína Precursora De Beta Amiloide) [Validado Por Ko] Para Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P05067

Número de artículo: CM0003246



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO dirigido contra la APP humana (aa 671-770). Validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en enfermedad de Alzheimer y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra APP [validado por KO]
Observaciones/Alías	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; PP
Especie	Humano
GenelD (Humano)	351
GenelD	351
Inmunógeno	Péptido sintético[Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 671-770 de la APP humana (P05067).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05067
Peso proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo