

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-App Para Wb, If/Icc, Elisa - P05067

Número de artículo: CM0017078



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína precursora del amiloide-beta (APP) humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para la investigación de la neurodegeneración en muestras humanas, de ratón y de rata. SWISS: P05067.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; APP
Especies	Humano, Ratón, Rata
GeneID (Humano)	351
GeneID	351
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la APP humana (NP_000475.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05067
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo