

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-App (Validado Por Ko) Para Wb Y Elisa - P05067

Número de artículo: CM0023697



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra APP humana, validado por KO para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reconoce APP de longitud completa y fragmentos de beta amiloide. Ideal para investigación en neurociencia y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] APP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alfa-sAPP; PP
Especie	Humano
GeneID	351
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Aβ42 humano (NP_000475.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P05067
Peso de la proteína	87kDa
Envío	Bolsa de hielo