

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Appbp2 Para Wb, Elisa - Q92624

Número de artículo: CM0022566



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo APPBP2 validado para WB y ELISA en humano, ratón, rata. Dirigido a la proteína de unión a amiloide 2, un componente clave de reconocimiento de sustrato de Cul2 en la ubiquitinación de proteínas. Ideal para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APPBP2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PAT1; APP-BP2; HS.84084; APPBP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10513
GeneID	10513
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 386-585 de APPBP2 humano (NP_006371.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92624
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo