


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Appl1 Para Wb, Elisa - Q9Ukg1

Número de artículo: CM0011206



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo APPL1 validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína adaptadora multifuncional APPL1 involucrada en la señalización celular y la respuesta inmune. Ideal para la investigación sobre el tráfico endosomal y el metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo APPL1
Observaciones/Alias	APPL; MODY14; DIP13alpha; APPL1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	26060
ID del Gen	26060
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de la proteína humana APPL11 (Q9UKG1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKG1
Peso Molecular de la Proteína	80 kDa
Envío	Bolsa de hielo