


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Appl1 Para Wb, Elisa - Q9Ukg1

Número de artículo: CM0030478



Introducción

Anticuerpo Policlonico de Conejo Anti-APPL1 para Western blot y ELISA, reacciona cruzadamente con APPL1 humano, de ratón y rata. Ideal para investigar la proliferación celular, el metabolismo y la señalización por insulina. Proteína de 80 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APPL1 Rabbit pAb
Abreviaturas/Alias	APPL; MODY14; DIP13alpha; APPL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26060
GeneID	26060
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de APPL1 humano (NP_036228.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKG1
Peso de la Proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo