


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aprt (Validado Por Kd) Para Wb, If/Icc, Elisa - P07741

Número de artículo: CM0010181



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la APRT humana, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Dirige contra la adenina fosforibosiltransferasa, una enzima clave en el reciclaje de purinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-APRT [Validado por KD]
Observaciones/Alias	AMP; APRTD
Especie	Humana
GeneID (humana)	353
GeneID	353
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de la APRT humana (NP_000476.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P07741
Peso proteico	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo