


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aprt Para Wb Y Elisa - P07741

Número de artículo: CM0025922



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado dirigido contra la APRT humana (adenina fosforibosiltransferasa). Apto para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación sobre metabolismo de nucleótidos y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APRT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AMP; APRTD; APRT
Especie	Humano
GeneID	353
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de la APRT humana (NP_000476.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P07741
Peso molecular de la proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo