


Anti-Aprt Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P07741

Número de artículo: CM0017382



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra APRT humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce APRT humano, de ratón y de rata (20 kDa). Ideal para la investigación de la vía de salvamento de AMP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APRT pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AMP, APRTD, APRT
Especie	Humano
ID de Gen	353
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 del APRT humano (NP_000476.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07741
Peso Proteico	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo