

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aptx Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z2E3

Número de artículo: CM0029334



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra APTX validado para aplicaciones de Western blot, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona específicamente con la aprataxina humana (PM 41 kDa). Ideal para estudios de reparación del ADN, reparación por escisión de bases y enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APTX Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AOA; AOA1; AXA1; EAOH; EOHA; FHA-HIT; APTX
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54840
GeneID	54840
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 93-342 de la APTX humana (NP_001182178.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q7Z2E3
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo