

Anticuerpo Policlonal Anti-Aqp2 Para Ihc-P, Elisa - P41181

Número de artículo: CM0015569



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra AQP2 humana, validado para IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Detecta una proteína de 29 kDa. Ideal para la investigación de la homeostasis renal del agua y del conducto colector.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AQP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NDI2; AQP-CD; WCH-CD; AQP2
Especie	Humana
ID del gen (humano)	359
ID del gen	359
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 147-271 de AQP2 humana (NP_000477.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P41181
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo