

Anticuerpo Policlonal Anti-Aqp2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P41181

Número de artículo: CM0021623



Introducción

AQP2 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal para WB, IF-P, IHC-P y ELISA; detecta AQP2 humano con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios del transporte renal de agua y la diabetes insípida.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AQP2 Rabbit pAb
Observaciones/alias	NDI2; AQP-CD; WCH-CD; AQP2
Especie	Humana
GeneID (humano)	359
GeneID	359
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 147-271 de AQP2 humana (NP_000477.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P41181
Peso molecular	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo