

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aqp3 Para Wb, If-P, Elisa - Q92482

Número de artículo: CM0029804

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra AQP3 humano, validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Se dirige a la acuaporina-3, esencial para el transporte de glicerol, agua y H2O2 en investigaciones de epitelio y piel.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AQP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GIL; AQP-3; AQP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	360
GeneID	360
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 178-292 de AQP3 humana (NP_004916.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92482
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo