


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aqp5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55064

Número de artículo: CM0007557



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra AQP5 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar el transporte de agua, la función de las glándulas salivales y la hidratación de la piel. PM 28 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo AQP5
Observaciones/Alias	PPKB; AQP-5; AQP5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	362
GeneID	362
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 165-265 de AQP5 humano (NP_001642.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55064
Peso proteico	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo