

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aquaporin-1 (Aqp1) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P29972

Número de artículo: CM0012288



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra la Aquaporin-1 humana (AQP1). Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA; detecta AQP1 endógena en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de homeostasis del agua y transporte de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Aquaporin-1 (AQP1) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CO; CHIP28; AQP-CHIP; Aquaporin-1 (AQP1)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	358
GeneID	358
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29972
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo