


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acuaporina-1 (Aqp1) Para Wb, If, Ihc, Elisa - P29972

Número de artículo: CM0021322



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la Acuaporina-1 (AQP1) humana, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudios de canales de agua y transporte.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Acuaporina-1 (AQP1) Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CO; CHIP28; AQP-CHIP; Acuaporina-1 (AQP1)
Especie	Humana
GeneID (Humano)	358
GeneID	358
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-269 de la Acuaporina-1 (AQP1) humana (NP_932766.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29972
Peso de la proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo