

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Acuaporina-3 (Aqp3) Para Ihc-P, Elisa - Q92482

Número de artículo: CM0026505

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Acuaporina-3 (AQP3) humana, validado para IHC-P y ELISA. Detecta una proteína glicosilada de 32 kDa implicada en el transporte de glicerol y agua; adecuado para investigación de biomarcadores en piel y riñón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AQP3 Rabbit pAb
Notas/Alias	GIL; AQP-3; AQP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	360
GeneID	360
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 193-292 de la AQP3 humana (NP_004916.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q92482
Peso molecular de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo