

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Aquaporina-4 (Aqp4) Para Wb - P55087

Número de artículo: CM0002138



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-Aquaporina-4 (AQP4) para WB, IF-F, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigar la homeostasis del agua cerebral, el transporte glinfático y la eliminación de beta-amiloide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac. monoclonal de conejo anti-Aquaporina-4 (AQP4)
Observaciones/Alias	MIWC; WCH4; hAQP4; Aquaporina-4 (AQP4)
Especie	Humano
GeneID (humano)	361
GeneID	361
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 256-323 de la Aquaporina-4 (AQP4) humana (NP_001641.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55087
Peso Proteico	32KDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo