

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acuaporina-4 (Aqp4) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P55087

Número de artículo: CM0027664



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Acuaporina-4 (AQP4) humana, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Se dirige a un canal de agua clave en el cerebro involucrado en la limpieza glinfática y la homeostasis del agua cerebral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Acuaporina-4 (AQP4) pAb de conejo
Observaciones/Alias	MIWC; WCH4; hAQP4; Acuaporina-4 (AQP4)
Especie	Humano
GeneID (humano)	361
GeneID	361
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 256-323 de la Acuaporina-4 (AQP4) humana (NP_001641.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55087
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo